

So senden Sie uns Ihre Scandaten:

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie Sie uns Ihre Scandaten zusenden können. Hier eine Übersicht:

Option 1: WeTransfer.com (für alle Nutzer)

1. Gehen Sie auf *www.wetransfer.com*
2. Geben Sie *Ihre E-Mail-Adresse* ein.
3. Geben Sie *unsere E-Mail-Adresse* ein: „behmscan@t-online.de“.
4. Fügen Sie *alle notwendigen Informationen* zur Arbeit hinzu.
5. Laden Sie einen *Ordner mit den Scandaten* hoch.
6. Klicken Sie auf "*Senden*".

Option 2: Meditlink*

1. Öffnen Sie Ihre *Meditlink-Software*.
2. Wählen Sie den Patienten und den Fall aus.
3. Laden Sie die Scandaten hoch.
4. Senden Sie den Fall an unser Labor.

*(Funktioniert mit Medit-Scannern wie Medit i500 und Medit i700.)

Option 3: *Connect Case Inbox von Dentsply Sirona**

1. Loggen Sie sich in Ihre Connect Case Inbox ein.
2. Erstellen Sie einen neuen Fall.
3. Fügen Sie die Scandaten hinzu.

4. Senden Sie den Fall an unser Labor.

*(Kompatibel mit Dentsply Sirona Scannern, z.B. CEREC Omnicam und CEREC Primescan.)

Option 4: Shining 3D Dental Cloud*

1. Loggen Sie sich in die Shining 3D Dental Cloud ein.

2. Erstellen Sie einen neuen Fall.

3. Laden Sie die Scandaten hoch.

4. Senden Sie den Fall an unser Labor.

*(Passend für Shining 3D Scanner wie Aoralscan.)